


PREIS- UND SORTIMENTS- ÜBERSICHT

frank.dental



technologie vom tegernsee

LABORFRÄSEN



Labor



Übersicht der Schliffbilder

Overview of the cutting profile

Schliffbild <i>Cutting profile</i>	Farbring <i>Color ring</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Anwendung <i>Application</i>
	 KSG	Kreuzverzahnung sehr grob <i>Cross cut extra coarse</i>	Feuchter Gips, Kunststoff <i>Wet plaster, acrylic</i>
	 KG	Kreuzverzahnung grob <i>Cross cut coarse</i>	Trockener Gips, Löffelmaterial, Prothesenkunststoff <i>Dry plaster, tray material, denture resin</i>
	 K	Kreuzverzahnung grob <i>Cross cut rough</i>	NEM, Modelguss, Prothesenkunststoff, Komposit, Gips, Löffelmaterial <i>Non-precious metal alloy, denture resin, composite, plaster, tray material</i>
	 KT	Kreuzverzahnung für Titan <i>Cross Cut for titanium</i>	Titan, harte NEM Legierungen <i>Titanium, hard non precious metal alloy</i>
	 KF	Kreuzverzahnung fein <i>Cross cut fine</i>	Keramik, EM, alle Metalle, Verblendkunststoff <i>Ceramic, precious-metal alloy, all metals, facing acrylic</i>
	 KSF	Kreuzverzahnung sehr fein <i>Cross cut extra fine</i>	EM, Verblendkunststoff, Keramik <i>Precious-metal alloy, facing acrylic, ceramic</i>
	 E	Einfachverzahnung <i>Simple cut</i>	Kunststoff, Gips <i>Acrylic, plaster</i>
	 EQ	Einfachverzahnung mit Querhieb <i>Simple cut with cross cut</i>	weicher Kunststoff <i>Soft relining</i>
	 KFQ	Kreuzverzahnung sehr fein mit Querhieb <i>Cross cut extra fine with cross cut</i>	NEM, Paladium, EM, Modelguss <i>Non-precious metal alloys, paladium, precious-metal alloy, model casting</i>
	 KFQM	Kreuzverzahnung fein mit Querhieb <i>Cross cut fine with cross cut</i>	NEM, EM, Modelguss, Paladium <i>Non-precious metal alloy, precious-metal alloy, model casting, paladium</i>
	 KFQK	Kreuzverzahnung ultra fein mit Querhieb <i>Cross cut ultra fine with cross cut</i>	Keramik, Verblendkunststoffe <i>Ceramics, facing acrylic</i>
	 NEM	Kreuzverzahnung fein mit Querhieb <i>Cross cut fine with cross cut</i>	NEM, Titan Abutment <i>Non precious metal alloy, titanium abutment</i>

Nr.	Artikel-Nr.	€/St.	€/Pckg.	U/m opt.	U/m max	
1	C.251KSG.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
2	C.79KSG.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
3	C.79KSG.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
4	C.79KSG.104.070	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
5	C.79LKSG.104.060	37	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
6	C.251KG.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
7	C.79KG.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
8	C.79KG.104.050	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
9	C.79KG.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
10	C.79KG.104.070	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
11	C.129K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
12	C.137K.104.016	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
13	C.137K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
14	C.138K.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
15	C.138K.104.016	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
16	C.138K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
17	C.139K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
18	C.251K.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
19	C.251K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
20	C.257K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
21	C.257K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
22	C.261K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
23	C.295K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
24	C.351K.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
25	C.351K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
26	C.364RK.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
27	C.71K.104.010	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
28	C.71K.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
29	C.71K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
30	C.71K.104.050	24	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
31	C.72K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
32	C.73K.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
33	C.73K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
34	C.73K.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
35	C.73K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
36	C.77K.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
37	C.77K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
38	C.77K.104.029	21	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
39	C.77K.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
40	C.77K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
41	C.78K.104.012	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
42	C.78K.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5


Nr.	Artikel-Nr.	€/St.	€/Pckg.	U/m opt.	U/m max	
43	C.78K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
44	C.79K.104.031	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
45	C.79K.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
46	C.79K.104.045	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
47	C.79K.104.050	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
48	C.79K.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
49	C.129KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
50	C.137KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
51	C.138KF.104.016	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
52	C.138KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
53	C.139KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
54	C.251KF.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
55	C.251KF.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
56	C.257KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
57	C.261KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
58	C.295KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
59	C.351KF.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
60	C.351KF.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
61	C.364RKF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
62	C.71KF.104.010	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
63	C.71KF.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
64	C.71KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
65	C.73KF.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
66	C.73KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
67	C.77KF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
68	C.77KF.104.029	21	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
69	C.79KF.104.031	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
70	C.79KF.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
71	C.79KF.104.045	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
72	C.79KF.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
73	C.129KSF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
74	C.139KSF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
75	C.261KSF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
76	C.295KSF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
77	C.364RKSF.104.023	19	-	opt.. 25.000	max. 40.000	5
78	C.73KSF.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
79	C.73KSF.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
80	C.79KSF.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
81	C.129KT.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
82	C.138KT.104.016	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
83	C.138KT.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
84	C.139KT.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5

Nr.	Artikel-Nr.	€/St.	€/Pckg.	U/m opt.	U/m max	
85	C.261KT.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
86	C.295KT.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
87	C.79KT.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
88	C.71E.104.050	24	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
89	C.77E.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
90	C.79E.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
91	C.251EQ.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
92	C.77EQ.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
93	C.79EQ.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
94	C.79EQ.104.070	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
95	C.129KFQM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
96	C.138KFQM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
97	C.139KFQM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
98	C.250KFQM.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
99	C.251KFQM.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
100	C.73KFQM.104.014	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
101	C.73KFQM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
102	C.77KFQM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
103	C.79KFQM.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
104	C.129KFQ.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
105	C.138KFQ.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
106	C.139KFQ.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
107	C.251KFQ.104.060	25	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
108	C.261KFQ.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
109	C.77KFQ.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
110	C.79KFQ.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
111	C.129KFQK.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
112	C.139KFQK.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
113	C.251KFQK.104.060	19	-	opt. 15.000	max. 20.000	1
114	C.79KFQK.104.040	25	-	opt. 15.000	max. 30.000	1
115	C.129NEM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
116	C.138NEM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
117	C.139NEM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5
118	C.261NEM.104.023	19	-	opt. 25.000	max. 40.000	5

 Preisgruppe; siehe Preisliste zu Preisgruppen

 Umdrehungszahl

 Verpackungseinheit



← Jetzt auch online shoppen!

Produktwünsche zu Sonderformen oder Fragen besprechen Sie gerne mit unseren Medizinprodukteberatern unter 08022-6736-0

Katalog und Preislisten Download! →

