



Schaftarten



www.frank-dental.com

PREIS- UND SORTIMENTS- ÜBERSICHT

KIEFERORTHOPÄDIE

frank.dental
technologie vom tegernsee



Praxis

Labor



Nr.	Artike-Nr.	 /St.	 max.		Alternative Durchmesser / Körnungen	Alternative Schaftart	Hersteller
1	C.251KSG.104.060	25	25.000	1			FD
2	C.79KG.104.060	25	25.000	1			FD
3	C.251KG.104.060	25	25.000	1			FD
4	C.251EQ.104.060	25	25.000	1			FD
5	C.77K.104.060	25	25.000	1			FD
6	C.79K.104.040	25	25.000	1			FD
7	C.251K.104.040	25	25.000	1			FD
8	C.251K.104.060	25	25.000	1			FD
9	C.257K.104.023	19	25.000	5			FD
10	C.251KF.104.060	25	25.000	1			FD
11	C.257KF.104.023	19	25.000	5			FD
12	C.219.104.023	14	15.000	5			FD
13	C.133.010.FG	14	80.000	10			FD
14	C.134.014.FG	14	80.000	10			FD
15	C.21.010.RA	4	30.000	10	von 0,8 mm bis 2,3 mm	FG	FD
16	C.21L.012.RA	8	30.000	10	von 0,9 mm bis 1,4 mm	FG	FD
17	C.21R.014.RA	8	30.000	10	von 0,8 mm bis 1,8 mm	FG	FD
18	C.41.018.RA	12	30.000	10	von 1,0 mm bis 3,1 mm	FG	FD
19	C.FD23R.016.RA	8	30.000	10	von 1,2 mm bis 1,4 mm	FG	FD
20	C.FD23UR.016.RA	8	30.000	10			FD
21	C.23R.016.RA	8	30.000	10	von 0,8 mm bis 1,8 mm	FG	FD
22	C.23RM.016.RA	8	30.000	10			FD
23	C.23UR.016.RA	8	30.000	10	1,8 mm		FD
24	C.282.012.RA	13	50.000	10	0,9 mm und 1,0 mm	FG	FD
25	C.282K.016.RA	13	50.000	10	1,4 mm	FG	FD
26	C.283.012.RA	13	50.000	10	1,0 mm und 1,2 mm	FG	FD
27	C.283K.016.RA	13	50.000	10	2,1 mm	FG	FD
28	C.379.018.RA	13	80.000	10	1,2 mm und 1,4 mm	FG	FD
29	C.379.023.RA	13	80.000	10		FG	FD
30	C.390.016.RA	14	80.000	10	von 1,4 mm bis 1,8 mm	FG	FD
31	C.TI21XR.012.RA_E	14	80.000	5		FG	edenta
32	D.379.023.C.FG	7	225.000	5	andere Körnungen/ Größen auf Anfrage		FD
33	D.801.018.C.FG	3	225.000	5	andere Körnungen/ Größen auf Anfrage		FD
34	D.863.010.C.FG	10	225.000	5	andere Körnungen/ Größen auf Anfrage		FD

Nr.	Artikel-Nr.	 /Packg.	 max.		Alternative Schaftart	Hersteller
35	P.COMKO10M.HP-10	31	20.000	10		
36	P.COMKO10G.HP-10	31	20.000	10		
37	P.COMKO14M.HP-10	31	20.000	10		
38	P.PROCOM10F.HP-10	27	20.000	10		
39	P.PROCOM10M.HP-10	27	20.000	10		
40	P.PROCOM10G.HP-10	27	20.000	10		
41	P.PROCOM2F.HP-10	27	20.000	10		
42	P.PROCOM2M.HP-10	27	20.000	10		
43	P.PROCOM2G.HP-10	27	20.000	10		
44	P.LISKOID.HP	15	10.000	1		
45	P.BR1G.RA-10	27	20.000	10		
46	P.BR3G.RA-10	27	20.000	10		
47	P.BR5G.RA-10	27	20.000	10		
48	P.AMGO1F.RA-10/-100	24/54	20.000	10/100	FG	
49	P.AMGO3F.RA-10/-100	24	20.000	10/100		
50	P.AMGO5F.RA-10/-100	24/54	20.000	10/100	FG	
51	P.AMGO1M.RA-10/-100	24/54	20.000	10/100	FG	
52	P.AMGO3M.RA-10/-100	24	20.000	10/100		
53	P.AMGO5M.RA-10/-100	24/54	20.000	10/100	FG	
54	P.601W.030.RA-10	30	20.000	10	FG	
55	P.645W.030.RA-10	30	20.000	10	FG	
56	P.661W.030.RA-10	30	20.000	10	FG	
57	P.GF601.030.RA-10	27	20.000	10		
58	P.GF661.025.RA-10	27	20.000	10		
59	P.PROLA0-WHITE.RA-100	42	1.500	100		PENG LIM
60	P.PROLA4-RED.RA-100	44	1.500	100		premium plus
61	P.PROLA8-PINK.RA-100	44	1.500	100		premium plus
62	P.PROLA8-BLUE.M.RA-100	44	1.500	100		FD
63	P.PRONYL5-PINK.RA-100	44	1.500	100		
64	P.PRONYL6-PINK.RA-100	44	1.500	100		FD
65	P.PRONYL5.RA-100	40	1.500	100		FD
66	P.PRONYL6-Y.RA-100	44	1.500	100		premium plus
67	P.PRONYL3.RA-100	40	1.500	100		FD
68	P.PRONYL5MT.RA-100	44	1.500	100		premium plus
69	P.PRONYL6.RA-100	40	1.500	100		FD
70	P.PRONYL5MT_MIX.RA	44	1.500	100		premium plus
71	P.PRONYL6-MIX.RA-100	44	1.500	100		premium plus



Preisgruppe; siehe Preisliste zu Preisgruppen



Umdrehungszahl




Verpackungseinheit



← Jetzt auch online shoppen!

Produktwünsche zu Sonderformen oder Fragen besprechen Sie gerne mit unseren Medizinprodukteberatern unter 08022-6736-0

Katalog und Preislisten Download! →



Frank Dental ist DQS-zertifiziert:  0297. Stand Januar 2024. Änderungen vorbehalten.

Übersicht der Schliffbilder

Overview of the cutting profile

Schliffbild <i>Cutting profile</i>	Farbring <i>Color ring</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Anwendung <i>Application</i>
	 KSG	Kreuzverzahnung sehr grob <i>Cross cut extra coarse</i>	Feuchter Gips, Kunststoff <i>Wet plaster, acrylic</i>
	 KG	Kreuzverzahnung grob <i>Cross cut coarse</i>	Trockener Gips, Prothesenkunststoff <i>Dry plaster, denture resin</i>
	 K	Kreuzverzahnung grob <i>Cross cut rough</i>	NEM, Modelguss, Prothesenkunststoff, Komposit, Gips, Non-precious metal alloy, denture resin, <i>composite, plaster</i>
	 KT	Kreuzverzahnung für Titan <i>Cross Cut for titanium</i>	Titan, harte NEM Legierungen <i>Titanium, hard non precious metal alloy</i>
	 KF	Kreuzverzahnung fein <i>Cross cut fine</i>	Keramik, EM, alle Metalle, Verblendkunststoff <i>Ceramic, precious-metal alloy, all metals, facing acrylic</i>
	 KSF	Kreuzverzahnung sehr fein <i>Cross cut extra fine</i>	EM, Verblendkunststoff, Keramik <i>Precious-metal alloy, facing acrylic, ceramic</i>
	 E	Einfachverzahnung <i>Simple cut</i>	Kunststoff, Gips <i>Acrylic, plaster</i>
	 EQ	Einfachverzahnung mit Querhieb <i>Simple cut with cross cut</i>	Weicher Kunststoff <i>Soft relining</i>
	 KFQ	Kreuzverzahnung sehr fein mit Querhieb <i>Cross cut extra fine with cross cut</i>	NEM, Paladium, EM, Modelguss <i>Non-precious metal alloy, paladium, precious-metall alloy, model casting</i>
	 KFQM	Kreuzverzahnung fein mit Querhieb <i>Cross cut fine with cross cut</i>	NEM, EM, Modelguss, Paladium <i>Non-precious metal alloy, precious-metal alloy, model casting, paladium</i>
	 KFQK	Kreuzverzahnung ultra fein mit Querhieb <i>Cross cut ultra fine with cross cut</i>	Keramik, Verblendekunststoffe <i>Ceramics, facing acrylic</i>
	 NEM	Kreuzverzahnung fein mit Querhieb <i>Cross cut fine with cross cut</i>	NEM, Titan Abutment <i>Non precious metal alloy, titanium abutment</i>