


PREIS- & SORTIMENTS- ÜBERSICHT

frank.dental



technologie vom tegernsee

*DIAMANTBOHRER &
AUSZUG HARTMETALL*



Labor



Praxis




Merkblatt

Diamantbohrer

D. Zusatz **Form.** Ø. Körnung. Schaft -VPE

	368 Knospe spitz		828 Tiefenmarkierer		847 Konus		878K Torpedo konisch
	369 Knospe abgerundet		830 Birne		847KR Konus Kante rund		879 Torpedo zylindrisch
	379 Football		830L Birne lang		848L Konus lang		879K Torpedo konisch
	389 Cardia		833 Okklusal		V850 Veneer, Konus Kante rund		879L Torpedo zylindrisch lang
	390 Granate		834 Tiefenmarkierer		850L Konisch rund lang		880 Zylinder rund
	392 Konus		835 Zylinder		851 Konisch rund, Spitze undiamantiert		881 Zylinder rund
	801 Kugel		835KR Zylinder Kante rund		852 Konus spitz		882 Zylinder rund
	801L Kugel lang		836 Zylinder		854R Konisch rund		884 Torpedo spitz
	802 Kugel mit Ansatz		836KR Zylinder Kante rund		855 Konisch rund		885 Torpedo spitz
	805 umgekehrter Kegel		837 Zylinder		856 Konisch rund		886 Torpedo spitz
	806 umgekehrter Kegel mit Ansatz		837KR Zylinder Kante rund		856L Konisch rund lang		886K Torpedo spitz konisch
	807 umgekehrter Kegel lang		837L Zylinder lang		856KFS Konisch mit Führungsstift		889 Flamme
	808 umgekehrter Kegel breit		838 Zylinder rund		858 Konus spitz		899 Knospenspitze
	809 umgekehrter Kegel breit		839 Zylinder Stirnschneider		859 Konus spitz		905 Okklusales Konturieren
	811 Doppelkegel		840 Stirnschneider		859L Konus spitz lang		909 Reifen
	815 Rad		840 Zylinder		860 Flamme		959KR Konus Kante rund
	818 Reifen		842 Zylinder		861 Flamme		973 Schnuller
	822 Birne klein		842R Zylinder rund		862 Flamme		980 Okklusale Gestalter
	824 Tiefenmarkierer		845 Konus		864 Flamme		6051 Reducer
	824A Tiefenmarkierer angeschrägt		845KR Konus Kante rund		877K Torpedo konisch		6052 Reducer
	825 Linse		846 Konus		878 Torpedo zylindrisch		6053 Reducer
			846KR Konus Kante rund		878FS Torpedo mit Führungsstift		6056 Reducer, konisch

Zusammensetzung der Artikelnummern



D. Zusatz Form. Ø. Körnung. Schaft -VPE

Z Zirkon	M Mikro	V Veneer
G Goldbeschichtet	T Turbo	

D. Zusatz Form. Ø. Körnung. Schaft -VPE

007 .	014 •	020 ●	027 ●	037 ●	050 ●	065 ●
008 .	015 •	021 ●	029 ●	040 ●	055 ●	070 ●
009 .	016 •	023 ●	031 ●	045 ●	060 ●	
010 .	017 •	025 ●	033 ●	047 ●		
012 .	018 •	026 ●	035 ●			

D. Zusatz Form. Ø. Körnung. Schaft -VPE

F-Rohling	C		sehr fein	504
	C Zirkon		sehr fein	504
	F		fein	514
	F Zirkon		fein	514
M-Rohling	-		standard	524
	- Zirkon		standard	524
	G		grob	534
	G Zirkon		grob	534
M-Rohling	SG		sehr grob	544
	SSG		super grob	XXX
	GC Zirkon		doppelt: grob, sehr fein	XXX
	GF		grob mit feiner Spitze	534

D. Zusatz Form. Ø. Körnung. Schaft -VPE

FGS 313		Gesamtlänge: 16 mm Durchmesser: 1,6 mm	FG 314		Gesamtlänge: 19 mm Durchmesser: 1,6 mm	FGXL 316		Gesamtlänge: 25 mm Durchmesser: 1,6 mm	HP 104		Gesamtlänge: 44 mm Durchmesser: 2,35 mm
RAS 203		Gesamtlänge: 17 mm Durchmesser: 2,35 mm	RA 204		Gesamtlänge: 22 mm Durchmesser: 2,35 mm	RAL 205		Gesamtlänge: 26 mm Durchmesser: 2,35 mm	RAXL 206		Gesamtlänge: 34 mm Durchmesser: 2,35 mm

D. Zusatz Form. Ø. Körnung. Schaft -VPE

Verpackungseinheit:		5	→	5 Artikel befinden sich in der Packung.
		10	→	10 Artikel befinden sich in der Packung.
		100	→	100 Artikel befinden sich in der Packung/auf der Rolle.




FG

		D.368.010.		4	1
		D.368.014.		4	2
		D.368.016.		4	3
		D.368.018.		4	4
		D.368.021.		7	5
		D.368.023.		7	6
		D.368.025.		7	7
		D.379.012.		4	8
		D.379.014.		4	9
		D.379.016.		4	10
		D.379.018.		7	11
		D.379.021.		7	12
		D.379.023.		7	13
		D.390.014.		7	14
		D.390.016.		7	15
		D.390.021.		7	16
		D.390L.016.		7	
		D.392.016.		7	
		D.392.021.		7	
		D.6051.016.		7	17
		D.6052.016.		7	18
		D.6053.016.		7	19
		D.6056.016.		7	20
		D.6057.016.		3	21
		D.801.007.		3	22
		D.801.008.		3	23
		D.801.009.		3	24
		D.801.010.		3	25
		D.801.012.		3	26
		D.801.014.		3	27
		D.801.016.		3	28
		D.801.018.		7	29
		D.801.021.		7	30
		D.801.023.		7	31
		D.801.025.		10	32
		D.801.027.		10	
		D.801.029.		10	
		D.801.031.		11	
		D.801.035.		7	
		D.801L.010.		7	
		D.801L.012.		7	
		D.801L.014.		7	33
		D.801L.016.		7	34
		D.801L.018.		7	35
		D.801L.023.		11	36
		D.801L.027.		3	37
		D.802.010.		3	38
		D.802.012.		3	39
		D.802.014.		3	40
		D.802.016.		3	41
		D.802.018.		3	42
		D.805.009.		3	43
		D.805.010.		3	44
		D.805.012.		3	45
		D.805.014.		3	46
		D.805.016.		3	47
		D.805.018.		4	
		D.805.021.		4	
		D.805.023.		3	
		D.806.009.		3	
		D.806.010.		3	
		D.806.012.		3	
		D.806.014.		3	
		D.806.016.		3	48
		D.806.018.		3	49
		D.806.023.		4	50
		D.807.010.		3	51
		D.807.012.		3	52
		D.807.014.		3	53
		D.807.016.		4	54
		D.807.023.		4	55
		D.808.018.		13	57
		D.811.031.		13	58
		D.811.033.		13	59
		D.811.037.		15	61
		D.818.050.		3	62
		D.822.008.		3	63
		D.822.009.		3	64
		D.822.010.		3	65
		D.822.012.		3	70
		D.830.008.		3	71
		D.830.009.		3	72
		D.830.010.		3	73
		D.830.012.		3	
		D.830.014.		3	







Nr.




Nr.



Nr.



Nr.



FG

	 D.848L.014.	 D.848L.016.	 D.848L.018.	 D.850.010.	 D.850.012.	 D.850.014.	 D.850.016.	 D.850.018.	 D.850.021.	 D.850.023.	 D.850L.012.	 D.850L.014.	 D.850L.016.	 D.850L.018.	 D.851.014.	 D.852.010.	 D.852.012.	 D.852.014.	 D.852.016.	 D.852.018.	 D.852.023.	 D.852.031.	
Nr.	145	146	147	148	148	149	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	158	159	159	160	160	161	161

[illegible]

																					
Nr.	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195							
PG in €*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	10	10	10				
	D.858.016.	D.858.018.	D.859.010.	D.859.012.	D.859.014.	D.859.016.	D.859.018.	D.859.021.	D.859.023.	D.859L.010.	D.859L.012.	D.859L.014.	D.859L.016.	D.859L.018.	D.860.009.	D.860.010.	D.860.012.	D.860.014.	D.861.010.	D.861.012.	D.861.014.

[illegible]

 = Preisgruppe/Stck.;
siehe Preisgruppenliste



Seite 6



Direkt shoppen!

Gemeinsam Zeit gewinnen unter
08022/6736-0



FG

D.878FS.016. DIASWISS
D.878FS.018. DIASWISS
D.878FS.021. DIASWISS



Nr. 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231



Nr. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252



Nr. 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 264 265 266 267 268 269 270

MIKRODIAMANTEN



Nr. 275 276 277 278 279

D.389.012. DIASWISS
D.389.014. DIASWISS


FGXL

272 273 274





RAL+RAXL




FG


PARODONTOLOGIE



Nr.




TIEFENMARKIERER VENEER & INLAY/ONLAY



ZUSÄTZLICHE PRODUKTE VON UNSEREN PARTNERN




Nr.



HARTMETALL- KRONENTRENNER




Nr.



HARTMETALL- ROSENBOHRER



Nr.





	D.368.012.	D.368.023.	D.379.014.	D.379.025.	D.390.016.	D.801.008.	D.801.009.	D.801.010.	D.801.012.	D.801.014.	D.801.016.	D.801.018.	D.801.021.	D.801.023.	D.801.027.	D.801.029.	D.801.035.	D.801.040.	D.801.050.	D.805.010.	D.805.012.	D.805.014.
	9	9	9	9	9	3	3	3	4	4	4	4	4	4	10	10	10	11	14	4	4	4

Nr.

	D.805.016.	D.805.018.	D.805.021.	D.805.023.	D.805.025.	D.805.050.	D.807.016.	D.807.021.	D.807.023.	D.807.025.	D.808.018.	D.808.023.	D.812.025.	D.812.050.	D.825.018.	D.825.025.	D.825.040.	D.825.050.	D.830.070.	D.835.008.	D.835.010.	D.835KR.018.
	4	4	4	7	7	15	4	4	4	4	4	4	10	15	7	10	13	13	22	7	7	7

Nr.

	D.835KR.025.	D.836.027.	D.837.027.	D.837.050.	D.840.040.	D.840.050.	D.840.070.	D.842R.016.	D.842R.018.	D.845.008.	D.845.018.	D.846.018.	D.847.018.	D.847.025.	D.847.033.	D.848.018.	D.848.023.	D.848.031.	D.848.033.	D.848L.023.	D.849.009.	D.850.014.
	7	14	10	13	19	19	22	14	14	7	7	7	10	13	14	11	11	14	14	11	10	11

Nr.

	D.850.016.	D.850.023.	D.850.025.	D.850.040.	D.852.010.	D.852.023.	D.852.025.	D.852.050.	D.854R.033.	D.854R.040.	D.855.025.	D.856.016.	D.856.023.	D.856.025.	D.856.040.	D.858.012.	D.858.014.	D.858.016.	D.858.018.	D.859.012.	D.859.014.	D.859.016.
	11	11	14	14	9	9	11	21	14	19	10	10	10	11	19	10	10	10	10	10	10	10

Nr.





HP

	D. 859.018.	D. 859.023.	D. 859L.016.	D. 859L.018.	D. 860.012.	D. 860.014.	D. 860.016.	D. 861.014.	D. 862.014.	D. 862.023.	D. 862.025.	D. 863.012.	D. 863.016.	D. 863.025.	D. 879.014.	D. 880.014.	D. 881.016.	D. 881.023.	D. 881.025.	D. 881.050. ¹⁾	D. 909.040.	D. 909.055.
	10	10	11	11	7	7	7	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	
Nr.																						



FG

FÜR ZIRKON

	D. Z379.016.	D. Z379.023.	D. Z801.014.	D. Z801L.014.	D. Z805.010.	D. Z805.016.	D. Z807.016.	D. Z850.016.	D. Z850.018.	D. Z850.023.	D. Z856.016.	D. Z856.021.	D. Z856.025.	D. Z863.014.	D. Z878.010.	D. Z879.014.
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Nr.																

FGXL

HP

FG

FÜR ZIRKON

	D. Z379.016.	D. Z379.021.	D. Z801.022.	D. Z850.023.	D. Z863.016.	D. Z881.025.
	15	15	15	15	15	15
Nr.						

KRONENTRENNER FÜR ZIRKON


	D. Z880.012.	D. Z880.012.GC.	D. Z881.012	D. Z881.016.	D. Z882.010.	D. Z882.017.
	16	16	15	15	15	15
	291	292	293			



Unsere neuen Kurzen!

Ideal für Kids und Kieferklemme

FGS 

RAS 

																					
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22
																					
K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42		

K1 - K37
4,69€*/Stck.
23,45€/Pck.



VPE: 5

K38 - K39
6,49€*/Stck.
32,45€/Pck.



VPE: 5

K40
42,49€*/Pck.



VPE: 100

K41 - K42
33,49€*/Pck.



VPE: 100



Nichts
für
Maulhelden!



Direkt
shoppen!



Gemeinsam Zeit gewinnen unter
08022/6736-0

Artikel-Nr.	 opt.	 max
C.IS.008.RA	20.000	40.000
C.IS.010.RA	20.000	40.000
C.IS.012.RA	20.000	40.000
C.IS.014.RA	20.000	40.000
C.IS.016.RA	20.000	40.000
C.IS.018.RA	20.000	40.000
C.IS.021.RA	20.000	40.000
C.IS.023.RA	20.000	40.000
C.IS.025.RA	20.000	40.000
C.IS.027.RA	20.000	40.000
C.ISXM.010.RA	20.000	40.000
C.ISXM.012.RA	20.000	40.000
C.ISXM.014.RA	20.000	40.000
C.ISXM.016.RA	20.000	40.000
C.ISXM.018.RA	20.000	40.000
C.ISXM.021.RA	20.000	40.000
C.ISXM.023.RA	20.000	40.000
C.ISXM.027.RA	20.000	40.000
C.FD1558.012.FG	120.000	160.000
C.FD34.012.FG	120.000	160.000
C.FD34L.012.FG	120.000	160.000
C.FD6.012.FG	120.000	160.000
C.FD8XI.012.FG	120.000	160.000
C.FD8XXL.012.FG	120.000	160.000
C.FDGW1.010.FG	120.000	160.000
C.FDGW2.012.FG	120.000	160.000
C.FDGW3.016.FG	120.000	160.000
C.FDPERFORMER1.FG	120.000	160.000
C.FDPERFORMER2.FG	120.000	160.000
D368.010_FG	120.000	225.000
D368.012_HP	20.000	40.000
D368.014_FG	120.000	225.000
D368.016_FG	120.000	225.000
D368.018_FG	120.000	225.000
D368.021_FG	120.000	225.000
D368.023_FG	120.000	225.000
D368.023_HP	20.000	40.000
D369.025_FG	80.000	120.000
D379.012_FG	120.000	225.000
D379.014_FG	120.000	225.000
D379.014_FGXL	120.000	160.000
D379.014_HP	20.000	40.000
D379.016_FG	120.000	225.000
D379.018_FG	120.000	225.000
D379.021_FG	120.000	225.000
D379.023_FG	120.000	225.000
D379.025_HP	20.000	40.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D379L.014_FGXL	120.000	160.000
D389.012_FG	120.000	160.000
D389.012_FGXL	120.000	160.000
D389.014_FGXL	120.000	160.000
D390.014_FG	120.000	225.000
D390.016_FG	120.000	225.000
D390.016_HP	20.000	40.000
D390.021_FG	120.000	225.000
D390L.016_FG	120.000	225.000
D390L.018_FG	120.000	225.000
D390L.021_FG	120.000	225.000
D392.016_FG	120.000	225.000
D392.021_FG	120.000	225.000
D6051.016_FG	120.000	160.000
D6052.016_FG	120.000	160.000
D6053.016_FG	120.000	160.000
D6056.016_FG	120.000	160.000
D801.007_FG	120.000	225.000
D801.008_FG	120.000	225.000
D801.008_HP	20.000	40.000
D801.009_FG	120.000	225.000
D801.009_HP	20.000	40.000
D801.010_FG	120.000	225.000
D801.010_HP	20.000	40.000
D801.012_FG	120.000	225.000
D801.012_HP	20.000	40.000
D801.014_FG	120.000	225.000
D801.014_HP	20.000	40.000
D801.016_FG	120.000	225.000
D801.016_HP	20.000	40.000
D801.018_FG	120.000	225.000
D801.018_HP	20.000	40.000
D801.021_FG	120.000	225.000
D801.021_HP	20.000	40.000
D801.023_FG	120.000	225.000
D801.023_HP	20.000	40.000
D801.025_FG	120.000	225.000
D801.027_FG	120.000	225.000
D801.027_HP	20.000	40.000
D801.029_FG	120.000	225.000
D801.029_HP	20.000	40.000
D801.031_FG	120.000	225.000
D801.033_FG	120.000	225.000
D801.035_FG	120.000	225.000
D801.035_HP	20.000	40.000
D801.040_HP	20.000	40.000
D801.050_HP	20.000	40.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D801L.010_FG	120.000	225.000
D801L.012_FG	120.000	225.000
D801L.014_FG	120.000	225.000
D801L.016_FG	120.000	225.000
D801L.018_FG	120.000	225.000
D801L.023_FG	120.000	225.000
D801L.027_FG	120.000	225.000
D802.010_FG	120.000	225.000
D802.012_FG	120.000	225.000
D802.014_FG	120.000	225.000
D802.016_FG	120.000	225.000
D802.018_FG	120.000	225.000
D805.009_FG	120.000	225.000
D805.010_FG	120.000	225.000
D805.010_HP	20.000	40.000
D805.012_FG	120.000	225.000
D805.012_HP	20.000	40.000
D805.014_FG	120.000	225.000
D805.014_HP	20.000	40.000
D805.016_FG	120.000	225.000
D805.016_HP	20.000	40.000
D805.018_FG	120.000	225.000
D805.018_HP	20.000	40.000
D805.021_FG	120.000	225.000
D805.021_HP	20.000	40.000
D805.023_FG	120.000	225.000
D805.023_HP	20.000	40.000
D805.025_HP	20.000	40.000
D805.050_HP	20.000	40.000
D806.009_FG	120.000	225.000
D806.010_FG	120.000	225.000
D806.012_FG	120.000	225.000
D806.014_FG	120.000	225.000
D806.016_FG	120.000	225.000
D806.018_FG	120.000	225.000
D806.023_FG	120.000	225.000
D807.010_FG	120.000	225.000
D807.012_FG	120.000	225.000
D807.014_FG	120.000	225.000
D807.016_FG	120.000	225.000
D807.016_HP	20.000	40.000
D807.018_FG	120.000	225.000
D807.021_HP	20.000	40.000
D807.023_FG	120.000	225.000
D807.023_HP	20.000	40.000
D807.025_HP	20.000	40.000
D808.018_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D808018_HP	20.000	40.000
D808023_FG	120.000	225.000
D808023_HP	20.000	40.000
D811031_FG	80.000	100.000
D811033_FG	80.000	100.000
D811037_FG	80.000	100.000
D815027_FG	40.000	160.000
D818050_FG	80.000	100.000
D822008_FG	120.000	225.000
D822009_FG	120.000	225.000
D822010_FG	120.000	225.000
D822012_FG	120.000	225.000
D824009_FG-1,0	40.000	160.000
D824A026_FG	40.000	160.000
D825018_HP	20.000	40.000
D825021_FG	20.000	40.000
D825025_HP	20.000	40.000
D825040_HP	20.000	30.000
D825050_HP	15.000	20.000
D828017_FG	80.000	100.000
D830008_FG	120.000	225.000
D830009_FG	120.000	225.000
D830010_FG	120.000	225.000
D830012_FG	120.000	225.000
D830014_FG	120.000	225.000
D830016_FG	120.000	225.000
D830L010_FG	120.000	225.000
D830L012_FG	120.000	225.000
D830L014_FG	120.000	225.000
D830L016_FG	120.000	225.000
D830L018_FG	120.000	225.000
D830L021_FG	120.000	225.000
D831012.RAL	10.000	30.000
D831L012.RAXL	10.000	30.000
D832014.RAL	10.000	30.000
D832L014.RAXL	10.000	30.000
D834016_FG	80.000	100.000
D834021_FG	80.000	100.000
D835008_FG	120.000	225.000
D835008_HP	25.000	40.000
D835009_FG	120.000	225.000
D835010_FG	120.000	225.000
D835010_HP	20.000	40.000
D835012_FG	120.000	225.000
D835014_FG	120.000	225.000
D835016_FG	120.000	225.000
D835018_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D835KR.008_FG	120.000	225.000
D835KR.010_FG	120.000	225.000
D835KR.012_FG	120.000	225.000
D835KR.014_FG	120.000	225.000
D835KR.018_HP	20.000	40.000
D835KR.025_HP	20.000	40.000
D836010_FG	120.000	225.000
D836012_FG	120.000	225.000
D836014_FG	120.000	225.000
D836016_FG	120.000	225.000
D836018_FG	120.000	225.000
D836027_FG	120.000	225.000
D836027_HP	20.000	40.000
D836KR.008_FG	120.000	225.000
D836KR.010_FG	120.000	225.000
D836KR.012_FG	120.000	225.000
D836KR.014_FG	120.000	225.000
D836KR.016_FG	120.000	225.000
D836KR.018_FG	120.000	225.000
D837010_FG	120.000	225.000
D837012_FG	120.000	225.000
D837014_FG	120.000	225.000
D837016_FG	120.000	225.000
D837018_FG	120.000	225.000
D837027_HP	20.000	40.000
D837050_HP	20.000	40.000
D837KR.010_FG	120.000	225.000
D837KR.012_FG	120.000	225.000
D837KR.014_FG	120.000	225.000
D837KR.016_FG	120.000	225.000
D837KR.018_FG	120.000	225.000
D837L010_FG	120.000	225.000
D837L012_FG	120.000	225.000
D837L014_FG	120.000	225.000
D837L016_FG	120.000	225.000
D837L018_FG	120.000	225.000
D838008_FG	120.000	225.000
D838009_FG	120.000	225.000
D838010_FG	120.000	225.000
D838012_FG	120.000	225.000
D838014_FG	120.000	225.000
D838016_FG	120.000	225.000
D839012_FG	120.000	225.000
D840014_FG	120.000	225.000
D840040_HP	20.000	30.000
D840050_HP	20.000	30.000
D840070_HP	20.000	30.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D842012_FG	120.000	225.000
D842014_FG	120.000	225.000
D842R.016_HP	20.000	40.000
D842R.018_HP	20.000	40.000
D845008_HP	20.000	40.000
D845010_FG	120.000	225.000
D845010_HP	20.000	40.000
D845012_FG	120.000	225.000
D845014_FG	120.000	225.000
D845016_FG	120.000	225.000
D845018_FG	120.000	225.000
D845KR.016_FG	120.000	225.000
D845KR.018_FG	120.000	225.000
D845KR.021_FG	120.000	225.000
D845KR.025_FG	80.000	100.000
D846012_FG	120.000	225.000
D846014_FG	120.000	225.000
D846016_FG	120.000	225.000
D846018_FG	120.000	225.000
D846018_HP	20.000	40.000
D846025_FG	80.000	100.000
D846KR.016_FG	120.000	225.000
D847010_FG	120.000	225.000
D847012_FG	120.000	225.000
D847014_FG	120.000	225.000
D847016_FG	120.000	225.000
D847018_FG	120.000	225.000
D847018_HP	20.000	40.000
D847025_HP	20.000	40.000
D847033_HP	20.000	40.000
D847KR.016_FG	120.000	225.000
D847KR.018_FG	120.000	225.000
D847KR.023_FG	120.000	225.000
D848012_FG	120.000	225.000
D848014_FG	120.000	225.000
D848016_FG	120.000	225.000
D848018_FG	120.000	225.000
D848018_HP	20.000	40.000
D848023_FG	120.000	225.000
D848023_HP	20.000	40.000
D848031_FG	80.000	100.000
D848031_HP	20.000	40.000
D848033_HP	20.000	40.000
D848L014_FG	120.000	225.000
D848L016_FG	120.000	225.000
D848L018_FG	120.000	225.000
D848L023_HP	20.000	40.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D850.010_FG	120.000	225.000
D850.012.2_FG	120.000	225.000
D850.012_FG	120.000	225.000
D850.014_FG	120.000	225.000
D850.014_HP	20.000	40.000
D850.016_FG	120.000	225.000
D850.016_HP	20.000	40.000
D850.018_FG	120.000	225.000
D850.021_FG	120.000	225.000
D850.023_FG	120.000	225.000
D850.023_HP	20.000	40.000
D850.025_HP	20.000	40.000
D850.040_HP	20.000	30.000
D850.L012_FG	120.000	225.000
D850.L014_FG	120.000	225.000
D850.L016_FG	120.000	225.000
D850.L018_FG	120.000	225.000
D851.012_FG	120.000	225.000
D851.014_FG	120.000	225.000
D852.010_FG	120.000	225.000
D852.010_HP	20.000	40.000
D852.012_FG	120.000	225.000
D852.014_FG	120.000	225.000
D852.016_FG	120.000	225.000
D852.018_FG	120.000	225.000
D852.023_FG	120.000	225.000
D852.023_HP	20.000	40.000
D852.025_HP	20.000	40.000
D852.031_FG	120.000	225.000
D852.050_HP	20.000	30.000
D854R.033_HP	20.000	30.000
D855.010_FG	120.000	225.000
D855.014_FG	120.000	225.000
D855.016_FG	120.000	225.000
D855.025_FG	80.000	100.000
D856.012_FG	120.000	225.000
D856.014_FG	120.000	225.000
D856.016_FG	120.000	225.000
D856.018_FG	120.000	225.000
D856.021_FG	120.000	225.000
D856.025_FG	80.000	100.000
D856KFS.016_FG	120.000	225.000
D856KFS.021_FG	120.000	225.000
D856L.010_FG	120.000	225.000
D856L.014_FG	120.000	225.000
D856L.014_FGXL	120.000	225.000
D856L.016_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D856L.018_FG	120.000	225.000
D857.014_FG	120.000	225.000
D858.010_FG	120.000	225.000
D858.012_FG	120.000	225.000
D858.014_FG	120.000	225.000
D858.016_FG	120.000	225.000
D859.010_FG	120.000	225.000
D859.012_FG	120.000	225.000
D859.014_FG	120.000	225.000
D859.018_FG	120.000	225.000
D859.021_FG	120.000	225.000
D859L.010_FG	120.000	225.000
D859L.012_FG	120.000	225.000
D859L.014_FG	120.000	225.000
D859L.016_FG	120.000	225.000
D860.009_FG	120.000	225.000
D860.012_FG	120.000	225.000
D861.010_FG	120.000	225.000
D861.012_FG	120.000	225.000
D862.009_FG	120.000	225.000
D862.010_FG	120.000	225.000
D862.012_FG	120.000	225.000
D862.014_FG	120.000	225.000
D863.010_FG	120.000	225.000
D863.012_FG	120.000	225.000
D863.016_FG	120.000	225.000
D863.018_FG	120.000	225.000
D864.010_FG	120.000	225.000
D864.012_FG	120.000	225.000
D864.016_FG	120.000	225.000
D876.009_FG	120.000	225.000
D877.010_FG	120.000	225.000
D877.012_FG	120.000	225.000
D877.014_FG	120.000	225.000
D877.018_FG	120.000	225.000
D877K.010_FG	120.000	225.000
D877K.014_FG	120.000	225.000
D877K.016_FG	120.000	225.000
D877K.018_FG	120.000	225.000
D878.008_FG	120.000	225.000
D878.010_FG	120.000	225.000
D878.012_FG	120.000	225.000
D878.014_FG	120.000	225.000
D878.016_FG	120.000	225.000
D878FS.016_FG	120.000	225.000
D878FS.018_FG	120.000	225.000
D878FS.020_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
D878K.008_FG	120.000	225.000
D878K.012_FG	120.000	225.000
D878K.016_FG	120.000	225.000
D878K.018_FG	120.000	225.000
D878K.021_FG	120.000	225.000
D879.010_FG	120.000	225.000
D879.012_FG	120.000	225.000
D879.014_FG	120.000	225.000
D879.016_FG	120.000	225.000
D879.018_FG	120.000	225.000
D879K.014_FG	120.000	225.000
D879K.016_FG	120.000	225.000
D879K.018_FG	120.000	225.000
D879K.021_FG	120.000	225.000
D879K.023_FG	120.000	225.000
D879L.012_FG	120.000	225.000
D879L.014_FG	120.000	225.000
D879L.016_FG	120.000	225.000
D880.010_FG	120.000	225.000
D880.012_FG	120.000	225.000
D880.014_FG	120.000	225.000
D881.010_FG	120.000	225.000
D881.012_FG	120.000	225.000
D881.014_FG	120.000	225.000
D881.016_FG	120.000	225.000
D881.018_FG	120.000	225.000
D882.010_FG	120.000	225.000
D882.012_FG	120.000	225.000
D882.014_FG	120.000	225.000
D882.016_FG	120.000	225.000
D884.012_FG	120.000	225.000
D885.012_FG	120.000	225.000
D885.014_FG	120.000	225.000
D885.016_FG	120.000	225.000
D886.012_FG	120.000	225.000
D886.014_FG	120.000	225.000
D886.018_FG	120.000	225.000
D889.009_FG	120.000	225.000
D889.010_FG	120.000	225.000
D899.021_FG	80.000	100.000
D899.027_FG	80.000	100.000
D899.031_FG	80.000	100.000
D905.027_FG	80.000	100.000
D909.040_FG	80.000	100.000
D909.055_FG	80.000	100.000
D959KR.018_FG	120.000	225.000
D973.023_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
DMI806.014_FG	120.000	225.000
DMI830.009_FG	120.000	225.000
DMI830.012_FG	120.000	225.000
DMI838.007_FG	120.000	225.000
DMI889.007_FG	120.000	225.000
DV850.014GFFG	120.000	160.000
DZ379.014.F_FGXL	120.000	225.000
DZ379.016.F_FG	120.000	225.000
DZ379.016.F_FGXL	120.000	225.000
DZ379.021F_FGXL	120.000	225.000
DZ379.023F_FG	120.000	225.000
DZ379.023G_FG	120.000	225.000
DZ801.014.F_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
DZ801.014.G_FG	120.000	225.000
DZ801.022_HP	20.000	40.000
DZ801L.014.F_FG	120.000	225.000
DZ805.010.F_FG	120.000	225.000
DZ805.016.F_FG	120.000	225.000
DZ805.016_FG	120.000	225.000
DZ807.016.G_FG	120.000	225.000
DZ850.016_FG	120.000	225.000
DZ850.018_FG	120.000	225.000
DZ850.023_FG	120.000	225.000
DZ850.023_HP	20.000	40.000
DZ856.016_FG	120.000	225.000
DZ856.021_FG	120.000	225.000

Artikel-Nr.	 opt.	 max
DZ856.025_FG	120.000	225.000
DZ863.014_FG	120.000	225.000
DZ863.016_HP	20.000	40.000
DZ878.010_FG	120.000	225.000
DZ879.014_FG	120.000	225.000
DZ880.012_FG	120.000	225.000
DZ880.015_FG	120.000	225.000
DZ881.012_FG	120.000	225.000
DZ881.016_FG	120.000	225.000
DZ881.025_HP	20.000	40.000
DZ882.010_FG	120.000	225.000
DZ882.017_FG	120.000	225.000

Die optimalen und maximalen Umdrehungszahlen für Ihre FGS-Diamanten entsprechen der jeweiligen Form in FG.


Alle FG-Diamanten sind auch gekürzt
als FGS erhältlich.
Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem(r)
persönlichen Berater(in)

08022 67360

Bitte beachten Sie die Kennzeichnung
unserer Handelsware:

edenta (VPE = 5)

DIASWISS (VPE = 10)



← Jetzt auch online shoppen!

Produktwünsche zu Sonderformen oder Fragen besprechen Sie gerne
mit unseren Medizinprodukteberatern unter 08022-6736-0

Katalog & Preislisten Download! →

