



PR Pressemitteilung

frank.dental



technologie vom tegernsee

Auftragsfertigung mit Präzision aus der Familienmanufaktur

Zahnmedizin und Zahntechnik sind anspruchsvolle Handwerksberufe. Inspiriert vom Handwerk am Tegernsee hat die Firma Frank Dental die Diamantproduktion komplett an den Tegernsee verlegt und fertigt hier hochwertige Diamantbohrer. „Präzisionsarbeit bedeutet für uns 100% Passgenauigkeit, daher machen wir einen Unterschied zwischen einem feinen und einem grob belegten Diamantbohrer schon bei der Produktion der Rohlinge,“ so der Geschäftsführer Armin Frank, „ein feines Diamantkorn hat einen kleineren Durchmesser, als ein großes Diamantkorn und damit am Ende die Passgenauigkeit perfekt übereinstimmt, machen wir hier den wichtigen Unterschied.“ (Abbildung 1 und 2). Des Weiteren hat das Unternehmen seit Januar eine kleine Kerbe im Schaft angebracht, damit man für das QM-System auch die eindeutige Lieferantenzuordnung hat. Das Unternehmen Frank Dental fertigt auch auftragsbezogen kleine Stückzahlen an Diamantbohrern (ab 50 Stück).

„Es gibt immer wieder Kunden, die einen Bohrer länger haben wollen oder eine andere Arbeitsfläche oder eine neue Körnung wünschen. Als flexibles, mittelständisches Unternehmen produzieren wir einen neuen Diamantbohrer in etwa 8-10 Wochen.“

Gmund, 22. Februar 2017

1307 Zeichen



Kontakt für Rückfragen:

frank.dental

Anja Frank · Tölzer Str. 4 · 83703 Gmund · Tel: 08022-6736-66 · Email: anja.frank@frank-dental.de